



MANUAL PARA EL USUARIO

ADAS DISPLAY

V.200426

ÍNDICE

1.	Introducción	3
2.	Logín	4
3.	Display Control de Enfermería	5
	Sección de entradas, ocupación, salidas y avisos	5
	Entradas	6
	Ocupación	6
	Salidas	7
	Avisos	7
	Información de las camas	8
	Estados de la cama y acciones	8
	Libre	8
	Bloqueada	9
	Ingreso programado	9
	Ingreso programado sobre cama ocupada	9
	Ocupada	10
	Ocupada altable	10
	Ocupada exitus	10
4.	Ficha de paciente	11
5.	Edición	12
	Editar entradas, salidas y avisos	12
	Como añadir una entrada	12
	Como gestionar el alta de un paciente	13
	Como añadir un aviso	13
	Edición de la información del paciente	14
	Estado	14
	Mover	14
	Acceso visitas	14
	Adecuación tratamiento	15
	Grado de movilidad	15
	Tipo de aislamiento	15
	Pruebas e intervenciones	16
	Terapias	16
	Facultativos	17
6.	Display para sala de espera	18
7.	Display para solicitar cama desde unidades externas	18

1. Introducción

El objetivo de este manual es guiar a los usuarios en el uso de las Pizarras Digitales para el traspaso de información, ADAS Display, una herramienta que nace como resultado de las reuniones de planificación e intercambio de datos durante el cambio de turno del equipo de enfermería.

A través de sus distintas funcionalidades, el usuario podrá visualizar, organizar y actualizar la información relevante de los pacientes, asegurar una comunicación más fluida entre profesionales y mantener una continuidad asistencial precisa y estructurada. La plataforma permite adaptar los contenidos a las necesidades del servicio y del equipo, garantizando que cada miembro disponga de los datos necesarios en el momento adecuado.

En la actualidad, los equipos de enfermería traspasan información en cada cambio de turno con ayuda de pizarras analógicas, en las que señalan o escriben la información imprescindible de cada paciente.


Con ADAS Display, el traspaso de información entre el equipo médico se digitaliza para obtener la excelencia clínica, con una mayor seguridad y mejora de los cuidados del paciente tanto en la UCI como en el resto del hospital.

La digitalización de este proceso aporta tres beneficios esenciales:


- **Acceso rápido** a la información clave del paciente.
- **Mejor comunicación** y continuidad entre turnos y profesionales.
- **Coordinación del plan de cuidados** (curas y procedimientos) con seguimiento.
- **Mayor eficiencia operativa** y mejor gestión de recursos en UCI.
- **Trazabilidad y registro** para aprendizaje y mejora continua.

ADAS Display permite unificar criterios, mejorar la eficiencia y ofrecer una visión global del estado de los pacientes, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la práctica clínica moderna.

La solución permite desplegar displays de gran tamaño en ubicaciones estratégicas, como el control de enfermería o la sala de espera de familiares de pacientes de UCI. Además, puede utilizarse desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso a la información en todo momento.



Distintos dispositivos




Display de gran tamaño

ADAS Display permite personalizar todos los elementos, incluyendo los siguientes:

- Número de boxes
- Listados de pruebas, intervenciones, tipos de aislamiento...
- Modo claro/oscuro
- Colores
- Listados de salidas, entradas
- Avisos
- Estado, ocupación


2. Login

Introduzca su usuario y contraseña. Si no puede acceder, contacte con support@adas.health



Pantalla de inicio de sesión


Para cambiar de display, pulse el logo de Epigram ADAS Display de la cabecera.



Pantalla inicial de unidades

3. Display Control de Enfermería


Muestra de forma conjunta la información de los pacientes y del estado de la unidad. Permite una visión global y actualizada del servicio en todo momento.



Vista general de unidad

Sección de entradas, ocupación, salidas y avisos

En la parte superior de la pantalla de unidad se muestra un resumen del estado de la unidad, así como avisos importantes.



Zona de resumen de estado de la unidad

Entradas

El bloque “Entradas” muestra los pacientes con ingreso previsto próximamente. Al pulsar en ese bloque, se accede al detalle del listado de las próximas entradas previstas.



Bloque de entradas

Logo Hospital

ADAS Display

UCI Adultos A

Balance

+3

Ocupación

9/11

01020304

05060708

09101112

Entradas

3

Sin cama asignada

1

Cama ocupada

07

Cama libre

03

Altibales

4

Pdte. Alta médica

04

Pdte. Alta enfermería

0205

Pdte. Alta admin.

07

Hay que limpiar todos los boxes con Tristel Fuse

Equipo de paradas

Carlos García

Equipo de canulación

Marina Lucas

Equipo de guardias

Miriam Sánchez

Entradas

Nueva entrada

ID ↑↓	Paciente ↑↓	Unidad origen	Motivo	Observaciones	Creada por	Hora est.	Aislamiento	Estado cama	Nº cama
SOL-001	Rodríguez López, Manuel	Quirófano Central	Postoperatorio cirugía cardíaca	Inmunodeprimido	B. Pérez	14:30	Protector	Asignada	03
SOL-002	Fernández Gil, Julia	Urgencias	Shock séptico		M. Gómez	15:00		Asignada ocupada	07
SOL-003	Martínez Ruiz, Ana	Quirófano Central	Postoperatorio cirugía general		M. Gómez	16:15		Sin asignar	-

Listado de entradas

Ocupación


El bloque “Ocupación” muestra el estado de la unidad.



Bloque de ocupación

Salidas

El bloque “Salidas” muestra a los pacientes que está previsto que abandonen la unidad próximamente. Pueden ser de tres tipos: alta (a planta o a otra unidad), traslado o exitus. Al pulsar en ese bloque, se accede al detalle del listado de las próximas salidas previstas.



Bloque de salidas

Logo Hospital

ADAS Display

UCI Adultos A

Balance

+3

Ocupación

9/11

01020304

05060708

09101112

Entradas

3

Sin cama asignada

1

Cama ocupada

07

Cama libre

03

Altas

4

Pdte. Alta médica

04

Pdte. Alta enfermería

0205

Pdte. Alta admin.

07

Hay que limpiar todos los boxes con Tristel Fuse

Equipo de paradas

Carlos García

Equipo de canulación

Marina Lucas

Equipo de guardias

Miriam Sánchez

Altas

Cama	Paciente ↑↓	Servicio	Alta médica	Alta enfermería	Alta administrativa	Destino	Estado	
09	Rodríguez López, Manuel	Cardiología	✓ 09:32	✓ 10:43	✓ 10:43	312	Alta	📄 Vaciar box
07	Fernández Gil, Julia	Ginecología	✓ 09:32	✓ 10:43	✖	-	En proceso	
02	Martínez Ruiz, Ana	Traumatología	✓ 10:05	✖	✖	-	En proceso	
05	García Romero, Marcos	Cardiología	✓ 11:12	✖	✖	-	En proceso	
04	Sánchez, Jorge	Traumatología	✖	✖	✖	-	En proceso	

Listado de salidas

Avisos


La sección de Avisos puede mostrar mensajes importantes o relevantes.

Hay que limpiar todos los boxes con Tristel Fuse		
Equipo de paradas Carlos García	Equipo de canulación Marina Lucas	Equipo de guardias Miriam Sánchez

Información de avisos

Información de las camas

Cada tarjeta muestra la información de una cama o box y del paciente (en el caso que haya un paciente ingresado o programado).



Tarjeta


Estados de la cama y acciones

Libre

Este es el estado por defecto de la cama. El personal sanitario puede bloquear la cama o realizar un nuevo ingreso.



Cama libre



Cama libre y su acción

Bloqueada

Sobre la cama bloqueada solo se puede realizar la acción de desbloqueo.



Cama bloqueada




Cama bloqueada y su acción

Ingreso programado

Cuando a una entrada se le asigna un número de cama, el estado de la cama cambia y la información que disponemos del paciente aparece reflejada.

Podemos realizar el ingreso del paciente que estaba programado o quitar al paciente de esta cama (por lo que aparecerá en la tabla de entradas sin cama asignada). También podemos realizar el ingreso desde la ventana de Entradas.




Cama con ingreso programado



Cama con ingreso programado y su acción

Ingreso programado sobre cama ocupada


Una entrada se puede asignar a una cama ocupada con un paciente Altable. En este caso, en la card seguirá apareciendo la información del paciente ingresado.



Cama con ingreso programado sobre paciente altable

Ocupada

Una vez el paciente ya ha sido ingresado, el estado de cama cambia a ocupada. Al hacer clic en el número de cama se abre la ficha de cama donde se puede ver toda la información y modificar la que sea editable.




Cama ocupada

Ocupada altable

Si se cambia el estado del paciente a “Altable”, aparece el icono azul en la esquina superior derecha.. Una vez se selecciona el destino, el icono cambia para indicar si es un alta a planta o si es un traslado.

Al hacer clic en el número de cama se abre la ficha de cama donde se puede ver toda la información y modificar la que sea editable. La información del paciente permanece visible hasta que desde la edición de la ficha se pulsa “Vaciar cama”.



Cama ocupada con paciente altable

Ocupada exitus

Si se cambia el estado del paciente a “Exitus”, la información del paciente permanece visible hasta que desde la edición de la ficha se pulsa “Vaciar cama”.

Al hacer clic en el número de cama se abre la ficha de cama donde se puede ver toda la información y modificar la que sea editable.

06 Mujer 87 años 64,5 kg 157 cm Barrera idioma 8 días

NEMS 41

TAC 16:00 Diálisis 5d 2h S.N.G. PERI Mano
ECO ✓ 11:00 S. VES ART Radial

Intensivista: C. García Residente: M. Martínez Enfermero/a: J. Freixa

Cama ocupada con paciente en estado de exitus

4. Ficha de paciente

Para acceder a la información detallada de un paciente, pulse el número de cama. Al hacerlo, se abrirá una pantalla donde se mostrará toda su información ampliada para una revisión más precisa y una edición más cómoda.

01 No atable Mover paciente Vaciar cama

Información demográfica

Número HC: 1234567890123 Nombre: María Gómez
Apellidos: Pérez García Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento (Edad): 01/01/1938 (87 años) Barrera idiomática: No
Alergias: SI (Penicilina, Betalactámicos)

Información de ingreso

Fecha de ingreso en UCI: 01/12/2025 Días en UCI: 0
Procedencia: Médico Cama de procedencia: 210
Motivo de ingreso: Hipertensión arterial Diagnóstico: 002.1 - Hipertensión sistólica

Facultativos

Intensivista: Carlos García Sánchez Residente: María Martínez Rodríguez
Enfermero/a: Ana Pérez López TCAI: Ángel Martínez Vilanova
Celadora: María Sánchez Gómez Fisioterapeuta: Roberto Sánchez Álvarez

Estado del paciente

Aislamiento: Preventivo Régimen visitas: Estándar
Techo terapéutico: Techo terapéutico Acceso visitas: Acceso restringido

NEMS: 56 Estado percibido: 😞

Lactato: 1,7 Creatinina: 0,8 Glucosa: 156

Constantes

FR: 25 PVC: 11 FC: 88
Temperatura: 36,8 TAm: 64

FC, TA, PVC, T°, FR

Balance

Pérdidas: -324 Ingresos: +447 Balance diario: +123
Balance acumulado: +1.023

Sondas

S.N.G.: 1/12/2025 08:46
S. VES: 1/12/2025 09:03

Catéteres intravasculares

CENTRAL Clavícula 2/12/2025 09:03
ARTERIA Radial 1/12/2025 11:34
PERIFÉRICA Mano 1/11/2025 09:03

Movilización, higiene y cuidados

1

Higiene: Cuidados oculares: Cuidados bucales: Protección zona presión: Curas:

Pruebas

Ecocardiograma: 12:30
Angio TAC: 16:00
TAC: ✓ 11:00

Terapias

HDFVVC CITRATS 5d 2h

Tratamientos

Pantalla detalle paciente

5. Edición

Editar entradas, salidas y avisos

Como añadir una entrada

Pulse en “Nueva entrada”, rellene la información del diálogo y una vez terminado pulse “Guardar”.

The screenshot shows the ADAS Display interface with a 'Nueva entrada' (New admission) dialog box open. The dialog has the following fields:

- Nombre paciente*: Rodríguez López, Manuel
- NHC*: 00123456
- Unidad de origen: Quirófano
- Motivo ingreso*: Postoperatorio cirugía cardíaca
- Unidad de destino: UCI Adultos A
- Cama de destino: Seleccionar
- Aislamiento*: Sin aislamiento
- Hora estimada llegada: 01/04/2026, 16:00
- Alergias: (toggle off)
- Observaciones: (text area)

Buttons at the bottom: Cancelar, Guardar.

Diálogo para añadir una nueva entrada

Para asignar una cama, puede pulsar directamente en el número de cama:

The screenshot shows the ADAS Display interface with an 'Asignar cama' (Assign bed) dialog box open. The dialog has the following fields:

- Cama actual: Sin cama asignada
- Seleccionar cama: A grid of bed numbers (01-12) with '08' highlighted.

Buttons at the bottom: Cancelar, Guardar.

Diálogo para asignar cama

Como gestionar el alta de un paciente

Pulse en el paciente y rellene la información del diálogo. También puede editarla desde el detalle del paciente.

The screenshot shows the ADAS Display interface. At the top, there's a header with 'Logo Hospital', 'ADAS Display', and 'UCI Adultos A'. Below this, a dashboard displays various metrics: Balance +3, Ocupación 9/11, Entradas 3, Sin cama asignada 1, Cama ocupada 07, Cama libre 03, Altables 4, and a section for 'Hay que limpiar todos los boxes con Tristel Fuse' with names Carlos García, Marina Lucas, and Miriam Sánchez. The main section is titled 'Altables' and contains a table with columns: Cama, Paciente ↑↓, Servicio, Alta médica, Alta enfermería, Alta administrativa, Destino, and Estado. The table lists four patients: Rodríguez López, Manuel; Fernández Gil, Julia; Martínez Ruiz, Ana; and García Romero, Marcos. A modal titled 'Información de alta' is open, showing fields for 'Confirmación médica' (with a toggle and date/time), 'Alta administrativa' (with a toggle), 'Servicio' (set to 'Cirugía Cardíaca'), and 'Cama/Destino' (set to 'Equipo de paradas'). The modal has 'Cancelar' and 'GUARDAR' buttons.

Diálogo de edición de alta

Como añadir un aviso

Pulse en “Avisos” y rellene la información del diálogo.


The screenshot shows the 'Avisos' modal dialog. It has a title bar with 'Avisos' and a close button. The main content area is titled 'Aviso principal' and contains a 'Mensaje' field with the text 'Hay que limpiar todos los boxes con Tristel Fuse'. Below this is a 'Limpiar' button. The section is followed by a section titled 'Equipos' with a list of equipment and their assigned personnel. The list has two columns: 'Título' and 'Contenido'. The rows are: 'Equipo de paradas' assigned to 'Carlos García Gómez', 'Equipo de canulación' assigned to 'Marina Lucas Calans', 'Equipo de guardias' assigned to 'Miriam Sánchez Hernández', 'Equipo de guardias' assigned to 'Miriam Sánchez Hernández', and 'Equipo de guardias' assigned to 'Miriam Sánchez Hernández'. At the bottom, there are 'Limpiar', 'Cancelar', and 'GUARDAR' buttons.

Diálogo de edición de avisos

Edición de la información del paciente

Estado

Para editar el estado pulse en el desplegable de estado y elija el estado que desee. Una vez terminado pulse “Guardar” para terminar.

Un diálogo de edición de estado de paciente con un fondo oscuro. El título es "Estado paciente" con un icono de cerrar (X) a la derecha. Hay cuatro opciones de estado: "No altable" (con un icono de menos rojo y una marca de verificación verde a la derecha), "Traslado interno" (con un icono de flecha amarilla), "Altable" (con un círculo azul) y "Exitus" (con un círculo gris). En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "GUARDAR" (en mayúsculas).

Diálogo de edición estado paciente

Mover


Para poder mover al paciente pulse el botón “Mover paciente” y elija el destino. Una vez terminado pulse “Guardar” para terminar.

Un diálogo de edición de movimiento de paciente con un fondo oscuro. El título es "Mover paciente" con un icono de cerrar (X) a la derecha. Hay dos opciones de destino: "A Entradas" (con un círculo azul) y "A otra cama" (con un círculo gris). Junto a "A otra cama" hay un desplegable con el texto "Seleccionar" y una flecha hacia abajo. En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "GUARDAR" (en mayúsculas).

Diálogo de edición mover paciente

Acceso visitas

Pulse el icono de acceso visitas y elija si el paciente recibirá visitas. Una vez terminado pulse “Guardar” para terminar.

Un diálogo de edición de acceso a visitas con un fondo oscuro. El título es "Acceso visitas" con un icono de cerrar (X) a la derecha. Hay tres opciones: "Sí" (con un checkmark verde y una marca de verificación verde a la derecha), "No" (con un icono de menos rojo) y "24 h" (con un círculo verde). En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "GUARDAR" (en mayúsculas).

Diálogo de edición de acceso visitas paciente

Adecuación tratamiento

Pulse en el desplegable y seleccione que tipo de adecuación de tratamiento. Una vez terminado pulse “Guardar” para terminar.

A dark-themed dialog box titled "Adecuación tratamiento" with a close button (X) in the top right corner. It contains three radio button options: "Sin techo terapéutico", "Techo terapéutico 1" (which is selected and has a blue checkmark), and "Techo terapéutico 2". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and "GUARDAR".

Diálogo de edición adecuación tratamiento

Grado de movilidad


Pulse en movilidad para cambiar el tipo de movilidad del paciente. Una vez terminado pulse “Guardar” para terminar.

A dark-themed dialog box titled "Grado de movilidad" with a close button (X) in the top right corner. It features a grid of six buttons representing mobility levels: "SIN ASIGNAR", "1" (with a bed icon), "2" (with a person sitting icon), "3" (with a person in a wheelchair icon), "4" (with a person walking with a cane icon and a checkmark), and "5" (with a person walking icon). Below the grid is a button with a pause icon. At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and "GUARDAR".

Diálogo de edición movilidad paciente

Tipo de aislamiento

Pulse en aislamiento para cambiar el tipo de aislamiento del paciente. Una vez terminado pulse “Guardar” para terminar.



Aislamiento

NO AISLADO CONTACTO CONTACTO CL

PREVENTIVO AIRE GOTAS

CONTACTO + AIRE PROTECTOR CONTACTO + GOTAS + AIRE

CONTACTO + GOTAS ☒

Observación (màxim 15 caràcters)


Lorem ipsum

Cancelar GUARDAR

Diálogo de edición aislamiento paciente

Pruebas e intervenciones

Pulse el botón de “Añadir prueba” o “Añadir intervención” rellene la información y una vez terminado pulse “Guardar”.



Nueva prueba

Tipo de prueba

Resonància

Programada

☐ dd/mm/aa 00:00:00

Realizada


☐ dd/mm/aa 00:00:00

Cancelar GUARDAR

Diálogo de edición nueva prueba

Terapias

Pulse el botón de “Añadir terapia” rellene la información y una vez terminado pulse “Guardar”.




The 'Nueva terapia' dialog box is a dark-themed window with a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Tipo de terapia:** A dropdown menu currently showing 'HDFVVC CITRATS'.
- Programada:** A section with a toggle switch (currently off), a date input field showing 'dd/mm/aa' with a calendar icon, and a time input field showing '00:00:00' with a clock icon.
- Realizada:** A section with a toggle switch (currently off), a date input field showing 'dd/mm/aa' with a calendar icon, and a time input field showing '00:00:00' with a clock icon.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' (white text on a dark background) and 'GUARDAR' (white text on a blue background).

Diálogo de edición nueva terapia

Facultativos

Pulse el “Facultativos” o el botón “Editar” para editar o añadir facultativos. Una vez rellenado la información pulse el botón “Guardar”.



The 'Facultativos' dialog box is a dark-themed window with a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Intensivista:** A dropdown menu showing 'Carles García Sánchez'.
- Residente:** A dropdown menu showing 'María Martínez Rodríguez'.
- Enfermero/a:** A dropdown menu showing 'Júlia Freixa Martí'.
- TCAI:** A dropdown menu showing 'Seleccionar'.
- Celador/a:** A dropdown menu showing 'Seleccionar'.
- Fisioterapeuta:** A dropdown menu showing 'Seleccionar'.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' (white text on a dark background) and 'GUARDAR' (white text on a blue background).

Diálogo de edición facultativos

6. Display para sala de espera

Muestra si el paciente ingresado en UCI puede recibir visitas:


- **Rojo:** acceso restringido
- **Amarillo:** el paciente está en proceso de ingreso o en una prueba o intervención
- **Verde:** se puede visitar al paciente



Pantalla para sala de espera

7. Display para solicitar cama desde unidades externas

Permite solicitar el ingreso de un paciente desde otras unidades como, por ejemplo, un quirófano.



Pantalla para unidades externas



C/ Adreçadors 13, 2
46001 Valencia

info@epigram.es

(+34) 960 627 123

www.epigram.tech